

QuantStudio 3 和 5 全新实时荧光定量 PCR 系统



QuantStudio 3 和 5 实时荧光定量 PCR 系统

QuantStudio™ 3和5实时荧光定量PCR系统是Applied Biosystems™系列QuantStudio™的最新产品。新系统采用现代的互动触摸屏以及Thermo Fisher Cloud平台，可使您更轻松地连接和分析您的数据。您现在可以随时随地远程监测运行，获取结果，并与全球范围内同事进行合作。QuantStudio 3和5系统适合新手及经验丰富的各种水平的用户，是简单易用的实时荧光定量PCR系统。

QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统

- 96孔，0.1 mL和0.2 mL热循环模块
- VeriFlex™热循环模块技术，3个独立的精确数码温控区域
- 四色荧光通道：可对至多4个靶点进行多重分析
- OptiFlex™技术及高亮度白光半导体光源
- 用户账户管理、安全的工作流程、暂停功能，提升数据处理的便利性
- 简单的软件，新用户可采用预先优化的实验方案模板实现快速简单的实验设置

QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统

- 96孔，0.1 mL和0.2 mL热循环模块；384孔热循环模块
- VeriFlex热循环模块技术，6个独立的精确数码温控区域（仅限96孔热循环模块）
- 96孔：6个荧光通道，21种荧光组合，可对至多6个靶点进行多重分析
- 384孔：5个荧光通道，可对至多5个靶点进行多重分析
- OptiFlex技术及高亮度白光半导体光源
- 用户账户管理、安全的工作流程、暂停功能，提升数据处理的便利性
- 内置软件特性，帮助您遵循FDA指南21 CFR Part 11的要求，且无需额外费用

如有需求和疑问，请联系您的销售代表或登录 thermofisher.com/quantstudio3-5 了解详情

仪器型号	产品货号
QuantStudio 3 & 5 系统货号 (配笔记本电脑: 热循环模块固定, 不可更换)	
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.2 mL 热循环模块)	A28567
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.1 mL 热循环模块)	A28566
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.2 mL 热循环模块)	A28569
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.1 mL 热循环模块)	A28568
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (384 孔热循环模块)	A28570
QuantStudio 3 & 5 系统货号 (配台式机电脑: 热循环模块固定, 不可更换)	
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.2 mL 热循环模块)	A28572
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.1 mL 热循环模块)	A28571
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.2 mL 热循环模块)	A28574
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (96 孔, 0.1 mL 热循环模块)	A28573
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统 (384 孔热循环模块)	A28575

免费服务电话: 800 820 8982 / 400 820 8982
 销售服务信箱: sales-cn@thermofisher.com
 技术咨询信箱: cntechsupport@thermofisher.com

上海办事处 电话: 021-61452000
 北京办事处 电话: 010-84461800

广州办事处 电话: 020-38975100
 成都办事处 电话: 028-65545388

ThermoFisher
 SCIENTIFIC

thermofisher.com