

摇床

DLAB翘板摇床和三维摇床为电泳凝胶染色/脱色、样品洗涤、分子杂交、免疫沉淀、蛋白质印迹、细胞培养等领域提供完美解决方案。

SK-R330-Pro LCD 数控翘板摇床

特点优势

- 倾斜角度10°；
- 最大载重为10kg（包括夹具）；
- 速度范围10-70rpm；
- 双LCD屏，分别显示时间和速度；
- 多种托架和夹具可选；
- 宽电压设计。



SK-R1807-S LED 数控翘板摇床

特点优势

- 倾斜角度7°；
- 最大载重为3kg（包含夹具）；
- 速度范围10-80rpm；
- 双LED显示屏，分别显示时间和速度；
- 多种托架和夹具可选；
- 宽电压设计。

SK-R1807-E 经济型翘板摇床

特点优势

- 标准型翘板摇床可提供温和高效的混匀，最大承重3kg（包括夹具）；
- 紧凑的设计节省空间，可应用于培养箱及低温箱内；
- 培养皿托架为铝合金材质，配有防滑垫，承重能力强且可有效固定样品；
- 速度连续可调，最高可达80rpm；
- 多种托架和夹具可更换，适用不同容器，如：培养皿，锥形瓶等的应用；
- 宽电压设计。





定时功能




多种附件可选



技术参数

	SK-R330-Pro	SK-R1807-S	SK-R1807-E
倾斜角度	10°	7°	7°
最大载重量	10kg	3kg	3kg
电机类型	直流电机	直流电机	直流电机
电机输入功率	40W	20W	20W
电机输出功率	24W	10W	10W
速度范围	10~70rpm	10~80rpm	0~80rpm
速度显示	LCD	LED	刻度
定时器显示	LCD	LED	-
时间设置范围	1分-19小时59分	1分-19小时59分	-
电压	100~240V,50/60Hz	100~240V,50/60Hz	100~240V,50/60Hz
功率	50W	20W	20W
重量	9kg	3.2kg	3.2kg
允许环境温度湿度	5~40℃,80%	5~40℃,80%	5~40℃,80%
尺寸(长x宽x高)	360×410×200mm	270×330×130mm	270×330×130mm
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21



摇床 | 附件



SK330.5



SK180.4



SK180.5



SK180.6



SK330.1



SK330.3



SK180.1



SK180.3



货号

描述

SK-O330-Pro
SK-L330-Pro
SK-R330-Pro
SK-D3309-ProSK-O180-Pro/S/E
SK-L180-Pro/S/E
SK-R1807-S/E
SK-D1807-S/E

18900155

培养皿托架，带防滑垫和固定绳8根，尺寸（长x宽）：30x28.5cm



18900185

培养皿夹具，带防滑垫，尺寸（长x宽）：24x21.5cm



18900200

大尺寸培养皿夹具，带防滑垫，尺寸（长x宽）：30x23cm



18900326

培养皿夹具，带防滑垫，尺寸（长x宽）：28x28cm



18900027

4滚轴通用夹具，尺寸（长x宽）：30x30cm



18900040

纵向滚轴夹具，尺寸（长x宽）：30x30cm



18900025

3滚轴通用夹具，尺寸（长x宽）：24x24cm



18900038

纵向滚轴夹具，尺寸（长x宽）：24x24cm



18900036

SK330.1通用夹具



18900037

SK180.1通用夹具



18900280

适用于多层培养皿摇床的容器固定棒



		货号	Descriptions	SK-O330-Pro SK-L330-Pro SK-R330-Pro SK-D3309-Pro	SK-O180-Pro/S/E SK-L180-Pro/S/E SK-R1807-S/E SK-D1807-S/E
SK330.2		18900028	空白钉板	■	
SK180.2		18900026	空白钉板		■
		18900029	25ml锥形瓶夹具，与SK330.2（28件）和SK1802.（9件）联用	■	■
		18900030	50ml锥形瓶夹具，与SK330.2（16件）和SK1802.（9件）联用	■	■
		18900031	100ml锥形瓶夹具，与SK330.2（16件）和SK1802.（9件）联用	■	■
		18900032	200/250ml锥形瓶夹具，与SK330.2（9件）和SK1802.（4件）联用	■	■
		18900033	500ml锥形瓶夹具，与SK330.2（9件）和SK1802.（2件）联用	■	■